

# Охлаждающее средство BALVER FREEZER DIAGNOSTIC FREEZER SPRAY

Охлаждающее средство BALVER FREEZER DIAGNOSTIC FREEZER SPRAY

**Производитель:**

Balver Zinn (Cobar)

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

### Быстрое устранение перегрева и охлаждение

- Быстрое устранение перегрева и охлаждение
- Хладагент для быстрого охлаждения неустойчивых в тепловом отношении компонентов и узлов
- Температура выходящей струи  $-50^{\circ}\text{C}$
- Неабразивный
- Сверхчистый состав

## Применение

- Низкотемпературная проверка электронных схем и теплочувствительных компонентов.
- Низкотемпературное тестирование электромеханических систем и электросхем.
- Защита радиаторов от перегрева в процессе спаивания и демонтажа.
- Пригоден для удаления связующих и смазывающих веществ после их застывания.

## Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Запах	Специфический
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,2
Испарение	Полное
Конечная температура, °C	-50
Температура воспламенения	Нет
Упаковка	Аэрозоль: 400 мл