

Паяльная паста WARTON Microprint P2006 Standart (бессвинцовая)

**Производитель:**

Warton Metals Limited

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Метод нанесения паяльной пасты	Дозирование, Каплеструйная печать, Трафаретная печать
--------------------------------	---

Описание

Паяльная паста на основе безотмывочного канифольного флюса ROL0. Остатки флюса пасты позволяют производить электрический контроль щупами. Паста способна долгое время сохранять клейкость и вязкость, находясь на трафарете. Остатки флюса при необходимости могут быть легко отмыты.

- Размер шариков припоя: тип 3
- Содержание металла в весовом соотношении: 88 - 89 %
- Сплавы:
 - Sn62Pb36Ag2